



公告

公告日期：113/03/22

公告編號：113003

公告內容：1. 檢驗項目「PIVKA-II 異常凝血酶原」變更生物參考區間。

2. 實驗室原分析儀 Phadia™ 100 升級為 Phadia™ 250，因檢驗項目之分析線性差異，變更可發報告區間。

說明：

1 檢驗項目「PIVKA-II 異常凝血酶原」改由本所自行操作，自 113.03.22 起生物參考區間變更如下：

項目	舊生物參考區間	新生物參考區間
12211B PIVKA-II	< 40.00 mAU/mL	< 28.4 ng/mL

2 實驗室設備升級為 Phadia™ 250 已完成測試，將於 113.03.22 正式上線，該分析儀檢驗項目之生物參考區間均無變更，但因某些檢驗項目分析線性的差異，變更可發報告區間，受影響項目如下：

項目	可發報告區間	Phadia™ 100	Phadia™ 250
		可發報告區間(舊)	可發報告區間(新)
12060C Anti-dsDNA		0.5-379 IU/mL	0.6-365.0 IU/mL
12201B Anti-CCP		0.1-340 EliA U/ml	0.4-340 EliA U/ml
12133B Anti-β2-GPI IgG		0.6-532 U/ml	0.8-459 U/ml
12133B Anti-β2-GPI IgM		0.9-576 U/ml	2.4-576 U/ml
- CTD Screen		0.03-32 ratio	0.05-27.0 ratio
30028B Cardiolipin IgM		0.8-472 MPL U/mL	0.9-472 MPL U/mL
30021C Phadiatop Infant		0.01-100 KU/L	0.1-100 PAU/L (Pharmacia Arbitrary Units)

慈惠診所/優品醫事檢驗所 謝雅鈴 敬上 113.03.22